


ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛОЙ КОМНАТЫ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ

Наиболее важным элементом в организации быта и условий жизни инвалида является обустройство его спального места. Повысит социальную адаптацию наличие многофункциональной медицинской кровати с электроприводом и других дополнительных приспособлений.

Медицинская многофункциональная кровать

Многофункциональная кровать предназначена для использования в стационарных и домашних условиях. Регулируется угол наклона изголовья, средняя и ножная части, а также высота поверхности.



Опоры под спину

Опора под спину поможет придать телу такое положение, которое будет удобно и комфортно человеку. Приспособление помогает удобно расположиться на кровати для принятия пищи или чтения.



Опора состоит из трех основных частей: основания, регулируемой спинки, обтянутой тканью, и пары механизмов регулировки типа «растомат».



Лесенка веревочная для подъема с кровати

Для тяжелобольных людей с ограниченными физическими возможностями требуются дополнительные приспособления. Для тех, кто вынужден вести постельный образ жизни по состоянию своего здоровья, предлагаются специальные лесенки и ремни. Такие конструкции используются для проведения умеренных тренировок, поддержания мышечной силы и профилактики атрофии мышц.

Простые в применении, такие устройства легко устанавливаются и закрепляются на кровати, где располагается малоподвижный человек.



Веревочные лесенки – надежная опора для подъема с кровати. Опора подойдет для безопасного подъема с кровати, поэтому она популярна у людей с ограниченными физическими возможностями

Веревочные лесенки отличаются особенной, продуманной конструкцией:

1. Ширина перекладины отличается оптимальными характеристиками. Человек может держаться за лесенку одной или двумя руками. Это исключает нежелательные риски для людей и улучшает результат от регулярного использования лесенки с деревянными перекладинами и прочными веревками по бокам.

2. Ступени создаются из негибкого пластика. В результате веревочные лесенки отличаются надежностью и устойчивостью. К тому же веревочные лесенки подойдут для умеренных тренировок, создания нагрузки для мышц рук и стимуляции моторики.

3. Отмечается универсальность изделия. Оно подойдет для любых кроватей, вне зависимости от типа основания. Основная задача – надежное закрепление свободных концов веревки.

Такие особенности важно учитывать при выборе специального приспособления для самостоятельного подъема в сидячее положение и проведение тренировок мышц.

Изначально веревка с обеих сторон надежно фиксируется на кровати. Затем пациент самостоятельно перебирает перекладины, подтягивает веревки и старается подняться.

Длина лестницы ($\pm 5\%$) 3300 мм

Количество перекладин 4

Длина перекладины ($\pm 5\%$) 200 мм

Расстояние между перекладинами ($\pm 5\%$) 160 мм